

## 乳がんシミュレータ


触診でしこりを確認できる  
セルフチェック指導にも  
エコーで画像診断トレーニングも

### Product Information

**エコートレーニング** 超音波装置でしこりが浮き上がるため、医師の方を対象としています。



### 乳がんエコーシミュレータ BMC-02



しこり(腫瘍)のある場所は、ヒトのデータを元に、左図のように外側上部に50%程度、内側上部に20%程度、中心10%程度、外側下部15%程度、内側下部5%程度を埋め込んでいます。

医師の方を対象とした本格的ツールです。  
エコー画像を確認しながらトレーニングが行えます。

- 触診でしこり(腫瘍)が確認できます。
- エコーを当てるとしこりが映ります。
- 針痕が残りにくいバイオスキン素材を使っているため、エコーを見ながら穿刺できます。

カラー / 標準色


- ※仕様は予告なく変更となる場合があります。
- ※モデルサイズ: 170x125x58mm(共通)
- ※製品に埋め込まれたしこり(腫瘍)は、製造上の都合により、製品ごとに若干異なりますのでご承知お下さい

### 触診トレーニング

しこりに良性・悪性がある本格的なモデルのため、医師・看護師の触診トレーニングや、病院の外来での説明用として最適です。



### 乳がん触診シミュレータ カバータイプ BMC-03



しこりには動くものと動かないものがあり、  
良性・悪性の判別ができます。

- 最も傷みやすい皮膚が交換可能であるため、コストパフォーマンスに優れています。
- しこりは良性・悪性、異なる形状、サイズが埋め込まれており、医師・看護師にもお使いいただける本格的な仕様になっています。
- カバーを捲るだけでしこりを目視できます。

### 収納ケース



サイズ  
25cm×20cm×9.5cm


### 乳がんモデル専用 展示・収納ケース BMC-BOX

#### 場所を取らず・選ばず展示

- 箱の蓋にポップを貼り付けられるので、箱から乳がんモデルを取り出して台に載せれば、そのまま展示できます。
- 省スペース、かつ転倒しづらい構造です。

#### 使用後はそのまま収納

- ご使用後は、展示ケースをそのまま収納用BOXとして使えるので、片付けに時間がかかりません。
- 箱は軽量で、持ち運びにも便利です。



BIOSKINIはレジーナの登録商標です。

製造元 **株式会社 レジーナ**

本社 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-2  
Tel. 048 (836) 2600 Fax. 048 (837) 0099 ☒ info-b@bioskin.jp  
医療事業部サイト <https://www.bioskin.jp>

販売店

レジーナ バイオスキン 検索