

#### バイオスキン医療教材シリーズ

#### ドレーン部処置 モデル

## ガーゼをテープ固定する トレーニングに最適

ヒト肌に近い専用皮膚シート(バイオスキン)は、 テープがしっかり付きます



看護師教育の技術項目(71項目) ドレーン類の挿入部の処置対応品

#### ドレーン部 処置モデル **BDP-182**

BDP-182は、ガーゼの固定練習用皮膚シートです。患者役の方が付属のインナーウェア装着後、胸部・腹部に載せてお使いください。製品裏面は適度の粘着性をもち、インナーウェアから滑り落ちることを防ぎます。

Size: 182mm×260mm×厚み5mm

【内容物】

ドレーン挿入用皮膚(大) 3 枚 インナーウェア(フリーサイズ) 3 枚

#### 自由な部位に貼りつけて使用可能



裏面には適度な粘着性があり、練習したい身体の部位に 載せて使用しても、横滑りしません。付属のインナーウェア、 または人体模型に載せてお使いいただけます。

#### 創傷部は着色が可能



一般的なメイク用具を使い、症例に合った創傷部の化膿 状況を表現することができます。

で使用後は、リムーバーで落としてください。

#### ガーゼのテープ固定が可能



一般的な樹脂はサージカルテープは付きませんが、人工 皮膚「バイオスキン」はしっかり貼り付き、且つきれいに 剥がすことが可能です。

- \* 当製品にドレーン、テープ等は付属しませんので、別途ご購入ください。
- \*製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。



皮膚シート裏面の粘着性が低下した場合は、水洗いする だけで、簡単に粘着性が戻り、繰り返しの使用が可能です。

\*バイオスキンは、株式会社レジーナの登録商標です。

#### ドレーン部処置 モデル オプション




#### BDP-182 用 ST-2 簡易ストーマ(別売)

術後、および一定時間経過後の模擬ストーマです。 BDP-182、BDP-120に装着することができます。

【内容物】

ストーマ(大)(小)

各1個



# ワンタッチでの付け替え

ストーマは簡単に取り外しが可能です。BDP-182の裏面に ある窪みにしっかりはまります。



装具がしっかり付くので、実践的な練習が可能です。 (※) 簡易ストーマST-2はBDP-120にも装着できますが、

装具の交換をする際は、BDP-182をお使いください。

### ヒト肌に近い専用皮膚シート(バイオスキン)は、

テープがしっかり付きます

## (裏面)

## ドレーン部 処置モデル **BDP-120**

BDP-182より小型で、貼り付ける部位を選びません。 製品の裏面は適度の粘着性をもちますので、 首や腕に巻き付けて、お使いください。

Size: 120mm×120mm×厚み5mm

【内容物】

ドレーン挿入用皮膚(小)

3枚

#### 気管切開後のガーゼ交換



気管切開後のガーゼ交換の練習ができます。

#### 輸液中の寝衣交換



バイオスキンはテープがしっかり付きます。BDP-120を 腕に巻き、針を刺した状態で寝衣交換の練習ができます。

#### 製造元株式会社レジーナ

本社 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-10-2 URL. https://www.bioskin.jp | レジーナ バイオスキン

販売店

