

触診でしこりを確認できる セルフチェック指導にも エコーで画像診断トレーニングも




乳がんエコーシミュレータ

BMC-02



サイズ 17cm×12.5cm×5.8cm

- 触診でしこり(腫瘍)が確認できます。
- エコーを当てると、しこりが映ります。



* しこりの位置

しこり(腫瘍)のある場所は、ヒトのデータを元に、外側上部に50%、内側上部に20%、中心部に10%、外側下部に15%、内側下部に5%程度、埋め込まれています。



* 装置および設定によっては、映りが悪い場合がございます。

乳がん触診シミュレータ

BMC-03



サイズ 20cm×14.8cm×7cm

- 4つのしこりは、形状、サイズ、深さがそれぞれ異なります。
- カバーの上からしこりを探した後、カバーを捲ることとしこりの位置を確認できます。
- 最も傷みやすい皮膚が交換可能であるためコストパフォーマンスに優れています。

各自治体等の窓口、
乳がんに関するイベント、
医療センター等
広くご採用いただいております。



乳がんモデル専用 展示・収納ケース

BMC-BOX



サイズ 25cm×20cm×9.5cm

- 乳がん情報の書かれたパネルが付属しており、専門の係員がいない場所でもお使いいただけます。
- 展示のみならず、収納ボックスとしてもお使いいただけます。
- 小型軽量で持ち運びにとても便利です。



場所を取らず・選ばず展示



使用後はそのまま収納

* 製品の形状には、若干の個体差がございます。

製造元 **株式会社 レジーナ**

販売店

本社 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-10-2

Tel.048(836)2600 Fax.048(837)0099 ✉ info-b@bioskin.jp

URL: <https://www.bioskin.jp>

レジーナ バイオスキン

検索

QRコード



(2023.8 改訂版)