

バイオスキン医療教材シリーズ

マイクロニードルポート穿刺トレーニングモデル

CV ポートに関わるトレーニングが リアルなヒト肌、 多様な条件下で可能

マイクロニードルポート穿刺トレーニングモデル

皮膚・石膏キット **CVP-S**



* 胸部石膏モデル:八十島プロシード株式会社製 皮膚シート :株式会社レジーナ製

鎖骨下静脈および内頚静脈経由で 留置した CV ポートに穿刺トレー ニングするためのモデルです。表 皮、および脂肪がバイオスキンで 作られているため、非常にリアル なトレーニングが可能です。

* 基本構成部品 *

- ・胸部石膏モデル
- ・皮膚モデル(バイオスキン素材)
- ・収納ケース
- · 液体用容器



サージカルテープによる固定



シリンジを使い、フラッシュ、 および逆流の確認



血管走行、鎖骨の位置を 確認できる胸部土台



様々な脂肪の厚み (*) CVP-02 使用時

Option

交換用皮膚 **CVP-01** 脂肪シート **CVP-02**



マイクロニードルポート穿刺トレーニング モデル専用の交換用皮膚です。

* CVP-S には CVP-01 が 1 枚付属しています。



皮膚に比べて穿刺抵抗が小さく、脂肪の 感触があります。

皮膚と石膏モデルの間に1枚、または2枚 挟むことで、脂肪の厚みを段階的に変化 させることができます。

Note

当商品に、マイクロニードポートは 付属しておりません。別途、ご購入 いただく必要がございます。医療機 器販売店様へお問い合わせください。

ヒューバー針は、特に指定はござい ません。

> * 推奨ポート * カーディナルヘルス社製 1406-08A、1406-08ZA