

■ マイクロニードルポート穿刺トレーニングモデル

皮膚・石膏キット **CVP-S**



鎖骨下静脈および内頸静脈経路で留置した CV ポートに穿刺トレーニングするためのモデルです。表皮、および脂肪がバイオスキンで作られているため、非常にリアルなトレーニングが可能です。



シリンジを使い、フラッシュと逆流確認を行うことができます。

\* 基本構成部品 \*

- ・胸部石膏モデル (石膏素材)
- ・皮膚モデル (バイオスキン素材)
- ・収納ケース
- ・液体用容器

\* 胸部石膏モデル: 八十島プロシード株式会社製  
皮膚シート : 株式会社レジーナ製

Option


交換用皮膚 **CVP-01**



マイクロニードルポート穿刺トレーニングモデル専用の交換用皮膚です。

\* CVP-S には CVP-01 が 1 枚付属しています。

脂肪シート **CVP-02**



皮膚に比べて穿刺抵抗が小さく、脂肪の感触があります。

皮膚と石膏モデルの間に 1 枚、または 2 枚挟むことで、脂肪の厚みを段階的に変化させることができます。

Note

当商品に、マイクロニードルポートは付属しておりません。別途、ご購入いただく必要がございます。医療機器販売店様へお問い合わせください。

ヒューバー針は、特に指定はございません。

\* 推奨ポート \*

日本コヴィディエン株式会社 製  
1405-08A または 1405-08ZA

■ 胸部・腹部等皮膚シート



皮膚シート **BRP-L**

サイズ: 198mm×296mm× 厚み 2mm

皮膚シート **BRP-5**

サイズ: 120mm×120mm× 厚み 5mm

皮膚シート **BRP-S**

サイズ: 100mm×190mm× 厚み 2mm

皮膚シート **BRP-2**

サイズ: 120mm×120mm× 厚み 2mm

ヒトの皮膚特有の伸縮性、質感を有しており、シミュレータの腹部や胸部の皮膚として広くご利用いただいております。表面にはヒト肌を模した細かい凹凸があります。

厚みは 2mm から製造が可能。ご用途にあった弾力や色の調整、裏面のみ粘着性を持たせるなど、カスタムオーダーも承っております。

製造元 **株式会社 レジーナ**

販売店

本社 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-10-2

Tel.048(836)2600 Fax.048(837)0099 ✉ info-b@bioskin.jp

URL. <https://www.bioskin.jp>

レジーナ バイオスキン 検索

QRコード

