

腸管吻合、皮膚縫合トレーニングモデル

皮膚の伸縮、弾力がヒトに近く、
多様な条件下でのトレーニングが可能

腹腔鏡縫合モデル **縫合結紮用**

弾力単一モデル **BFR-01**



大小各4個ずつ同形状の腸管があり、同一条件で4回練習することができます。

1回目と4回目を比べることで、上達度合いを確認できます。

裏面は滑りにくい加工が施されており、使用中の横滑りを防ぎます。

監修：安藤秀明 秋田大学大学院医学研究科 教授

弾力5段階モデル **BFR-05**



BFR-01のアドバンス版。

部位によって異なる5段階の弾力を、ひとつの製品で体験することができます。

* 各腸管の弾力は、下記の臓器を想定して作られています。

薄橙 : 腸 (弾力は、赤とピンクの中間)

ベージュ : 硬い大腸 , 子宮


赤 : 軟らかい大腸

ピンク : 硬い小腸

黄 : 軟らかい小腸 , 卵巣

腸管吻合モデル

BIT-15



腸管外径径：15～18mm
腸管内径径：13～16mm
内壁凹凸あり
長さ：150mm

* 赤い腸管は色のみカスタマイズした特注品です。

内壁に襞のある腸管シミュレータです。

弾力や色はカスタマイズが可能です。

既製品とサイズが異なる製品を希望の場合は、ご相談ください。



* 特注品も承っております

皮膚縫合モデル

BS-SK



表皮を突き破る時の感触を残しつつ、低刺通抵抗の皮下を実現しました。

結紮時の強度が高く、切れづらいのが特徴です。

* 詳細は、皮膚縫合用モデル専用リーフレットをご覧ください。

製造元 **株式会社 レジーナ**

販売店

本社 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-10-2

Tel.048(836)2600 Fax.048(837)0099 info-b@bioskin.jp

URL: <https://www.bioskin.jp>

レジーナ バイオスキン

検索

QRコード

