

褥瘡切除モデル

褥瘡を切り取る感覚がリアル、 皮下組織の粘性で 実践的なトレーニングが可能

■ 特定行為に係る看護師研修制度 対応品

褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去の練習が可能です。
鑷子で捲りながら、メスや剪刀による切除ができます。

褥瘡切除モデル **BBS-18**

褥瘡切除用シミュレータの BBS-18 は、弾力の異なる黄色壊死組織と黒色壊死組織をもち、切除時の感触がリアルになりました。

黒色壊死組織の表面には細かい凹凸がありますので、鑷子の滑りもありません。

1 個の製品に大きさの異なる 2 種類の褥瘡がそれぞれ 2 個ずつあるので、製品 1 枚で練習用、評価用（試験用）としてのご利用が可能です。


監修：石原 慎 藤田医科大学 教授



黒色壊死組織の表面に細かい凹凸が付き、鑷子が滑りにくくなりました。



褥瘡が柔らかく、メスによるカット、鑷子によるめくりが容易です。




褥瘡、皮膚、皮下を多層化したことで、切除の深さを目視で確認できます。

Option


専用スタンド

BP-STAND2

BBS-18 を固定する専用台です。
吸盤でテーブルにしっかり固定できます。




使用例



* コの字型留め具は使用しません

■ 瘻孔管理モデル：カテーテル、およびボタン交換

* 特定行為に係る看護師研修制度 対応品



瘻孔管理モデル BH-05

「特定行為に係る看護師研修制度」で定められている「瘻孔管理関連」用に開発されたシミュレータです。
膀胱瘻、胃瘻等の瘻孔管理の練習用皮膚として、各種カテーテル、およびボタン交換の反復練習に最適です。

- * 6mm: 膀胱瘻カテーテル交換用
- * 6～10mm: 胃瘻カテーテル交換用
- * 本体サイズ: 縦 120mm× 横 120mm× 厚み 15mm
- * 孔サイズ (直径): 6mm、8mm、10mm

監修: 自治医科大学 看護師特定行為研修センター

専用台 BH-STAND

瘻孔管理モデル BH-05 を載せるための台になります。台の下に液体の入った容器(別売)を置くことができます。

* 専用台には、滑り止めシートが付属します



■ 創傷管理モデル：陰圧閉鎖療法

* 特定行為に係る看護師研修制度 対応品




BDR-A4

* 本体サイズ:
縦 300mm× 横 215mm
× 厚み 24mm

* 孔サイズ (楕円):
147mm×45mm

創面全体を被覆材で密閉し、ドレナージ管を接続。吸引装置に陰圧をかけるトレーニングができます。創傷部にはポケットがあります。



BDR-100

* 本体サイズ:
縦 120mm× 横 120mm
× 厚み 20mm

* 孔サイズ (楕円):
65mm×18mm

創面全体を被覆材で密閉し、ドレナージ管を接続。吸引装置に陰圧をかけるトレーニングができます。小型軽量で持ち運びに便利です。

■ エンゼル メイクモデル

■ メディカル メイクモデル



BMK-70

メイクアップ用に開発された人工皮膚「バイオスキン」の特徴を最大限活かしたエンゼルメイク練習用ドールです。
これまで体験したことのないリアルなヒト肌で、メイクの反復練習が可能です。



BMK-300

頭部および首のあるモデルです。目には義眼が入っています。
赤斑やシミ、傷痕、タトゥー痕がついており、メディカルメイクの練習に最適です。

製造元 **株式会社 レジーナ**

販売店

本社 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-10-2

Tel.048(836)2600 Fax.048(837)0099 ☒ info-b@bioskin.jp

URL: <https://www.bioskin.jp>

レジーナ バイオスキン 検索

QRコード



(2020.10 改訂版)